



SOLO KATALOG





Die im Text gewählte männliche Form soll sich zugleich auf alle Geschlechter beziehen. Auf eine Mehrfachbezeichnung wird in der Regel zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

S O L O Konzept

**SOLO ist die
Zukunft der
modernen
Zahnmedizin**

EINFACH GESUNDE ZÄHNE

Ralf Petersen, Zahnarzt und Entwickler des SOLO-Konzepts, legt seinen Fokus seit 1996 auf Zahngesundheit. Sein Ziel ist es Patienten ein Leben ohne Zahnbeschwerden zu ermöglichen.

Das SOLO-Konzept setzt darauf die Ursache der Zahnkrankheiten zu beseitigen, anstatt Symptome zu behandeln.

Gemeinsam mit den SOLO-Praxen treibt Ralf Petersen seine Vision voran.

AUF EINEN **BLICK**

Im Laufe der Jahre haben wir ein umfangreiches Produktportfolio für unsere SOLO-Zahnärzte, sowie Patienten entwickelt. Unsere hochwertigen Produkte ermöglichen die Umsetzung professioneller SOLO-Prophylaxe-Sitzungen, sowie der Zahnpflege zu Hause. Das Ziel ist die langfristige Erhaltung der Zähne.

Unsere Produkte werden ausschließlich in Europa produziert und unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Unser Produktsortiment wird stetig weiterentwickelt, um beste Lösungen und nachhaltige Gesundheit zu ermöglichen.


In diesem Katalog finden Sie alle Produkte unseres breiten Portfolios.

hier geht es
zur Preisliste



01	Erstausstattungsset	07	06	Zubehör & Co.	25
02	SOLO-STIX & XL	09	07	Patientenpass, Praxis- karte, Terminblock	28
03	PROFI-STIX & SOLO-STIX i	17	08	Analoge Helfer	29
04	Diagnostik	19	09	Digitale Helfer	33
05	SWING & FOX	21			

DAS SOLO ERSTAUSSTATTUNGSSET



**Mit der Buchung einer
Schulung erhalten Sie 10%
auf das Erstausrüstungsset.**

Und los geht's...

VEREINFACHTE ERSTBESTELLUNG

**Uns ist es wichtig, dass die Einführung von SOLO
in Ihrer Praxis einfach und reibungslos verläuft.**

Damit Sie gut durchstarten können, haben wir ein Erstausrüstungsset zusammengestellt, das die Erstbestellung erleichtert. Mit diesem Set erhalten Sie alle Produkte zur Anwendung der SOLO-Prophylaxe bei ca. 20 Patienten.

Inhalte

- Auswahl aller SOLO-STIX, SOLO-STIX XL, SOLO-STIX i und PROFI-STIX
- Auswahl der SWING, FOX 10 und FOX 15
- Auswahl der BOB-Sonden und BOB-Sonden STIX
- Produktflyer, inkl. Acrylständer



SOLO-STIX & SOLO-STIX XL

Unser Qualitätsversprechen

Wir sind stolz darauf, dass unsere Produkte höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Jeder Produktionsschritt unterliegt einer umfassenden Qualitätssicherung. Um noch strengere Standards zu erfüllen, unterziehen wir die SOLO-STIX und SOLO-STIX XL weitreichenderen Qualitätskontrollen als von der Interdentalbürstennorm (DIN ISO 16409) vorgeschrieben.

Zum Beispiel akzeptieren wir bei der Größe der Bürstenköpfe nur eine Abweichung von + 0,1 mm und testen auf die 4-fache Haltbarkeit der Borsten im Draht.

Beim Drahtbruchtest bestehen unsere Bürsten weitaus mehr als 1000 Bewegungen, ohne zu brechen. Darüber hinaus testen wir Auszugskraft von Bürste und Griff mit doppeltem Newtonwert.

Unsere Produkte halten, was wir versprechen: SOLO-STIX bedeutet höchste Qualität auch bei maximaler Belastung.



Prüfdurchmesser



Haltbarkeit
Borsten



Drahtbruchtest



Auszugskraft
Bürste

SOLO: + 0,1 mm

DIN 16409: + 0,2 mm

SOLO: über 320

DIN 16409: 80 Bewegungen

SOLO: über 1000

DIN 16409: 20 Bewegungen

SOLO: 30 Newton

DIN 16409: 15 Newton



SOLO-STIX VERGLEICH

Zur effektiven Reinigung

SOLO-STIX sind die einzigen auf dem Markt erhältlichen Produkte, deren Bürstengrößen effektiv überlappen. So wird der zur Reinigung benötigte Federeffekt in jedem Zwischenraum erreicht.

SOLO-STIX VS. ANDERE PRODUKTE

Fest und flexibel

Der für die Bürsten verwendete, ummantelte Chirurgiedraht zeichnet sich durch eine hohe Stabilität aus. Trotz des dünnen Durchmessers kann er optimal zurechtgebogen werden, um die Reinigung in jedem Zwischenraum zu ermöglichen.






Borstenlänge und Federweg

Mit einem minimal dünnen Draht und maximal vielen Borsten wird der Federeffekt optimiert, was die bestmögliche Reinigung aller Bereiche des Zahnzwischenraums sicherstellt. Siehe Vergleich in Bild 1 und 2 sowie Bild 3 und 4 auf der nächsten Seite.

Dünne und mehrlagige Borsten


Die Borsten sind besonders dünn, aber mehrlagig, sodass eine effektive und schonende Reinigung möglich ist. Siehe Vergleich in Bild 5 und 6 auf der nächsten Seite.

Unser
Anspruch
an Qualität



Die Bilder 1, 3 und 5 zeigen eine schematische Darstellung des Federeffektes bei einer SOLO-STIX.

Im Vergleich dazu: Die Bilder 2, 4 und 6 zeigen eine schematische Darstellung einer handelsüblichen Interden-
talraumbürste.



STABILITÄT

Extrem stabiler Chirurgiedraht mit hoher Festigkeit

ROBUSTHEIT

Auszugskraft über 3Kg

BORSTENBESATZ

Gleichmäßiger Borstenbesatz über die gesamte Bürstenlänge

REINIGUNGSEFFEKT

Optimale Reinigung durch mehrlagige Borsten aus nachhaltigem Rizinusöl

BESCHICHTUNG

Kunststoffbeschichteter Draht (vermeidet Sensibilitäten, geeignet für Implantate)

ELASTIZITÄT

Hohe Biegsamkeit zur einfachen Handhabung und Vermeidung des Drahtbruches

ERGONOMIE

Langer Griff zur sicheren Handhabung und Führung

SOLO - MED

FARBKODIERUNG

Farbkodiert zur leichteren Auswahl der richtigen Bürstengröße



GRIP

Weiches Griffmaterial, gegen Abrutschen und für besseren Halt



SOLO-STIX


Zur effektiven Reinigung der Zahnzwischenräume: SOLO-STIX sind die einzigen auf dem Markt befindlichen Produkte, deren Bürstengrößen effektiv überlappen. So wird der zur Reinigung benötigte Federeffekt in jedem Zwischenraum erreicht.

VE: Blister à 7 Stück o. Blister à 20 Stück

SOLO-STIX XL

SOLO-STIX mit längeren Bürsten ermöglichen es, auch im Backenzahnbereich mit kleinen Größen den Zahnzwischenraum bestmöglichst zu reinigen. Zur besseren Unterscheidung sind die Borsten blau.

VE: Blister à 7 Stück o. Blister à 20 Stück





DEMOMODELL ZAHNZWISCHENRAUM

Um Patienten die von außen nicht sichtbaren Zahnzwischenräume vorzuführen, empfehlen wir unser Demo-Modell aus Glas. Dieses Modell veranschaulicht die bauchige Form der Zahnzwischenräume, die von den gewölbten Zähnen und dem geschwungenen Zahnfleisch (Col) gebildet wird. Ein Set mit drei Bürsten unterschiedlichen Durchmessers zeigt, dass nur die richtige Bürstengröße den zur Reinigung benötigten Federeffekt gewährleistet.

VE: 1



PROFI-STIX

PROFI-STIX vereinfachen die professionelle Reinigung am Patienten erheblich.

Im Gegensatz zur häuslichen Anwendung ist der lange Griff in der Zahnarztpraxis von Vorteil, da er das Reinigen der hinteren Zwischenräume einfacher macht.

Die austauschbaren Aufsätze entsprechen in Größe und Farbkodierung exakt denen der SOLO-STIX.

VE: Beutel à 7 Stück
o. Blister à 20 Stück



SOLO-STIX i

Die erste unrunde Interdentälbürste der Welt mit dem Ziel Periimplantitis vorbeugen zu können. Mit dem Setzen eines Implantats ändert sich die Form des Zwischenraumes.

Die Implantatbürste SOLO-STIX i passt sich mit ihrer unrunder Bürste perfekt an, somit können Bakterienbeläge im Bereich des Implantats potentiell verhindert werden.

VE: Blister á 5 Stück



BUTLER EDELSTAHLHALTER

Edelstahlhalter für PROFI-STIX, BOB-Sonden und BlueBee-Sonden-Kopf. Sterilisierbar. Siehe nächste Seite.

VE: 1 Stück



KUNSTSTOFFHALTER

Halter für BOB-Sonden und BlueBee-Sonden-Kopf.

VE: 1 Stück o. Beutel à 6 Stück

DIAGNOSTIK

UND STIX-GRÖßENDEFINITION

Um den Status Quo der Zahngesundheit bei den Patienten aufzuzeigen, haben wir mit den BOB-Sonden ein Diagnoseinstrument entwickelt. Löst die BOB-Sonde eine schmerzfreie Blutung im Zahnzwischenraum aus, sind die Karies und Parodontitis verursachenden Bakterien vorhanden. Das Diagnostikspektrum unserer bestehenden BOB-Sonde haben wir nun durch zwei neue Größen erweitert. Unterscheiden kann man die 3 Sonden an ihrer Größe und unterschiedlichen Farbigkeit der Borsten.


Mit den drei Größen der BOB-Sonde kann die so wichtige Diagnose der chronischen Gingivitis jetzt bei Patienten in jedem Alter durchgeführt werden.

NEU



**BOB-Sonde 1:
für Kinder und
Jugendliche**

NEU



**BOB-Sonde 3:
für Patienten mit
Parodontitis**

BOB-Sonde

Die BOB-Sonde funktioniert wie der BOB-Sonden-STIX. Als Aufsatz für den Edelstahlhalter vereinfacht die BOB-Sonde die Handhabung am Patienten erheblich.

VE: Box à 40 Stück



**BOB-Sonde 2:
für Erwachsene (unsere
bisherige BOB-Sonde)**

BOB-Sonden-STIX

Die Alternative zur BOB-Sonde ist der BOB-Sonden-STIX, welcher nur in der Größe 2 erhältlich ist. Nicht zur Reinigung/Therapie geeignet!

VE: Box à 40 Stück



BlueBee-Sonden-Kopf

Mit der BlueBee-Sonde kann die Prophylaxefachkraft die Zwischenräume zur Bestimmung der SOLO-STIX-Größen vermessen.

VE: 1 Stück







EINBÜSCHEL - & ZAHNBÜRSTE

Vorteile


- Griff mit fingerkonformer Rundung
- Rundes, gummiertes Ende zum geräuschlosen Abstellen der SWING
- ergonomische Formgebung für Links- und Rechtshänder
- Geschwungene Form zum leichteren Erreichen der hinteren Zahnhäule

Die perfekte Ergänzung zur Interdentalraumpflege

Unsere Einbüschelbürste SWING und Zahnbürsten FOX 10 und FOX 15 sind die perfekte Ergänzung zu unseren SOLO-STIX. Die SWING ist die ideale Bürste zur gezielten Entfernung der Bakterien an den vorderen und hinteren Flächen der Zähne, die keiner Selbstreinigung unterliegen. Sie schafft fühlbare Sauberkeit ohne Putzdefekte.

FOX 10 und FOX 15 sorgen für schnelle, schonende Frische. Die FOX 10 ist eine Wohlfühl-Zahnbürste und kann aufgrund ihrer extrem feinen Borsten (Durchmesser 0,10 mm) keine Putzdefekte verursachen. Die FOX 15 empfehlen wir SOLO-Einsteigern, wenn die Umstellung auf die SWING anfangs noch nicht klappt, z.B. bei Kindern oder Jugendlichen. Sie ist definitiv schonender als die meisten auf dem Markt befindlichen Zahnbürsten. Dennoch sollte das Ziel sein, die SOLO-Technik zu erlernen, um auf die SWING und FOX 10 zu wechseln.

Rundes, gummiertes Ende zum geräuschlosen Ablegen



Langer Hals mit ergonomischem Schwung zum leichteren Erreichen, auch der Zahnhäse der Backenzähne

SWING

Die Swing ist die ideale Bürste zur gezielten Entfernung der Bakterien an den vorderen und hinteren Flächen der Zähne, die keiner Selbstreinigung unterliegen. Die Swing schafft fühlbare Sauberkeit ohne Putzdefekte.

VE: 1 Stück

- Farben:**
-  Unsere SWING, FOX 10 und FOX 15 gibt es in unterschiedlichen Farben. So kann jedes Familienmitglied eine Farbe für sich auswählen.
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

Griff mit fingerkonformer Rundung




Nur ein gerundeter Kopf mit gerade geschnittenen Borsten erzielt die besten Putzergebnisse

FOX 10

Die Borsten müssen nachgeben, nicht der Griff. Die Wohlfühl-Zahnbürste FOX 10 kann aufgrund ihrer extrem feinen Borsten mit einem Durchmesser von 0,10mm keinerlei Putzdefekte verursachen. Sie wurde entwickelt, damit niemand auf den gewohnten frischen Geschmack einer Zahncreme verzichten muss.

VE: 1 Stück



FOX 15

Eine FOX 15 ist nur zu empfehlen, wenn der Gebrauch der SWING zu Anfang noch nicht so gut klappt wie gewünscht (z. B. bei Kindern oder Jugendlichen). Der härtere Borstendurchmesser sorgt dafür, dass die krankmachenden Bakterien an den Zahnhälsen entfernt werden. Dabei ist die FOX 15 viel weicher und schonender als die meisten auf dem Markt befindlichen Zahnbürsten. Das Ziel sollte jedoch sein, die SOLO-Technik zu erlernen, um langfristig auf die SWING und FOX 10 zu wechseln, da sonst Putzdefekte drohen.

VE: 1 Stück

STUPS

Die Zahnbürste für Kinder mit sehr weichen Borsten zur schonenden Reinigung der Zähne.

- 0,15 mm Borsten
- kurzer Kopf
- kindgerechter Griff
- geschwungener Hals

VE: 1 Stück



-  **Farben:**
Unsere Stups gibt es
in 3 unterschiedlichen
Farbkombinationen



LIP-STIX

Der clevere Zahnradierer für Zuhause und unterwegs: Mit LIP-STIX werden Verfärbungen einfach wegradiert ohne dass die Zähne darunter leiden.

VE: 1 Stück

KULT

Handliche Klappbox aus stabilem Kunststoff zur hygienischen Aufbewahrung und dem sicheren Transport von bis zu vier SOLO-STIX.

VE: 1 Stück



-  **Farben:**
Unser KULT ist
erhältlich
in 3 Farben



KAPPEN FÜR SOLO-STIX

Passend zu den SOLO-STIX gibt es verschiedenfarbige Kappen, die die Bürsten beim Transport schützen. Gleichzeitig dienen Sie der farblichen Kennzeichnung, wenn mehrere Familienmitglieder die gleichen STIX Größen nutzen.

VE: Beutel à 4 Stück


- Farben:
● Unsere Kappen sind
○ in 3 Farben erhältlich

JAMES 3 (Abbildung)

JAMES 4

Praktischer Halter aus rostfreiem Edelstahl für SWING, FOX und drei SOLO-STIX (James 3) oder vier SOLO-STIX (James 4).

VE: 1 Stück





VERSIEGELUNGSPINSEL/-HALTER

Voraussetzung für haltbare Versiegelungen sind die richtige Technik und professionelle Produkte. Mit hochwertigen Pinseln gelingen Versiegelungen, mit dem Ziel vor Fissurenkaries zu schützen. Diese Pinsel ermöglichen es, jedes Versiegelungsmaterial absolut blasenfrei im Überschuss aufzutragen. Anschließend kann mit ihnen das Versiegelungsmaterial gezielt und genau dosiert wieder soweit entfernt werden, bis die geeignete Menge in der Fissurentiefe verbleibt.


Versiegelungspinsel VE: Beutel à 100 Stück
Pinselhalter VE: Beutel à 4 Stück

MICROSNAPBEUTEL

Wiederverschließbar. Zur Aufbewahrung der Patienten-STIX. Größe: 60 x 80 mm.

VE: Beutel à 50 Stück





PATIENTENPASS & PRAXISKARTE

Der Patientenpass ist eine wichtige Orientierungshilfe für Patienten. Hier werden die ermittelten, passenden SOLO-STIX Größen den jeweiligen Zwischenräumen zugeordnet. Durch die farbige Markierung wird auf einen Blick klar, welcher STIX in welchem Zwischenraum passt. Spiegelverkehrt dazu wird die Praxiskarte ausgefüllt. Sie verbleibt in der Praxis, um für weitere Prophylaxe-Termine die STIX Größen zu dokumentieren.

Patientenpass VE: 1 Block à 50 Blatt
 Praxiskarte VE: 1 Block à 50 Blatt



STIFTE-BOX

Enthält 12 farbige Filzstifte passend zu den farbkodierten SOLO-STIX (WEISS = hellgrau); sie erleichtern das Eintragen in Patientenpass und Praxiskarte.

VE: 1 Box à 12 Stifte



TERMINBLOCK

Praktische Terminzettel im 50er-Block. Auf der Rückseite ist ausreichend Platz für Ihren Praxisstempel.

VE: 1 Stück



BOB-STEMPEL

Alle Befunde einer Reinigungsphase auf einen Blick.

VE: 1 Stück

SOLO ANALOGE HELPER

Wir unterstützen Sie und Ihre Patienten rund um das Thema SOLO-Prophylaxe auch in gedruckter Form.

Nutzen Sie unsere Helfer vom Flyer bis zum Aufsteller in Ihrem Praxisalltag und schaffen Sie eine klare Kommunikation nach innen und außen.

PATIENTENBUCH

„Einfach gesunde Zähne“: Ein ansprechend gestaltetes Paperback-Buch, in dem für Patienten verständlich und übersichtlich die SOLO-Prophylaxe zum Nachlesen zu Hause oder zum Weitergeben im Bekanntenkreis zusammengefasst ist.

VE: 1 Stück.





FACHBUCH FÜR SOLO-PROPHYLAXE

„SOLO-Prophylaxe – Aufbruch in eine neue Zahnmedizin“:

Ein Fachbuch zur SOLO-Prophylaxe, in dem Ralf Petersen gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Ruth Steinbach-Klos die langjährige Erfahrung aus der Prophylaxepaxis übersichtlich und kompetent zusammenfasst. Auf 208 Seiten mit 185 Abbildungen werden die besonderen Merkmale der SOLO-Prophylaxe verständlich und nachvollziehbar beschrieben, stets mit hohem Praxisbezug.

VE: 1 Stück

FLYER EINFACH GESUNDE ZÄHNE

Flyer mit Kurzinformationen zum Mitgeben für die Patienten. Auf Wunsch individualisieren wir den Flyer mit Ihrem Logo.

VE: 1 Stück



FLYER PRODUKTE

Flyer mit Kurzinformationen zum Mitgeben für die Patienten. Auf Wunsch individualisieren wir den Flyer mit Ihrem Logo.


VE: 1 Stück



FLYERAUFSTELLER

Prospektspender aus klarem Acryl für ca. 50 SOLO-Prophylaxe-Flyer im Format DIN-lang.

VE: 1 Stück



TEXTILSPANNRAHMEN *

Hochwertig bedruckte Textilie in Rahmenprofil (0,6 m x 0,6 m) zur Befestigung an der Wand in der Praxis. Version A: »Einfach gesunde Zähne« und Version B: »SOLO-Logo«.

VE: 1 Stück

* Unsere Werbeartikel sind auf Anfrage personalisierbar.



INDOOR-FLAG *

Unsere Indoor-Flag (Höhe 2,2 m) macht sich sehr gut im Eingangsbereich oder an der Empfangstheke in der Praxis.

VE: 1 Stück





SCHMUTZFANGMATTE

Hochwertiger Teppichläufer für den Eingangsbereich (1,0 m x 0,85 m). Wir bezuschussen die Schmutzfangmatte mit 60 € pro Stück.

VE: 1 Stück



PAPIERTÜTE

Reißfeste Tragetasche aus Papier für den Einkauf der Patienten.

VE: 1 Stück



ROLL-UP BANNER

SOLO-Roll-Up Banner im handlichen Format bringt SOLO großflächig in der Größe B:1,0 m x H:2,0 m in Ihre Praxis und macht sich gut im Eingangsbereich oder neben dem Empfangstresen. Weitere Designs können auf Anfrage entwickelt werden.

VE: 1 Stück



SOLO DIGITALE HELPER



Wir unterstützen Sie und Ihre Patienten rund um das Thema SOLO-Prophylaxe auch in digitaler Form.

Unsere Helfer ermöglichen eine ganzheitliche Beratung in Ihrer Praxis und optimieren den Praxisalltag. Ihre Patienten profitieren ebenso, beispielsweise von digitalen Aufklärungsvideos.

Ein einfaches Verständnis der SOLO-Prophylaxe ist garantiert.

SOLO-SOFORT SHOP

Sollten Sie keinen Prophylaxeshop in Ihrer Praxis einrichten wollen, bieten wir Ihren Patienten einen Shop im Internet, der schon ab einer Bestellung von zwei Blistern Interdentalraumbürsten und einer SWING versandkostenfrei ist.






ERKLÄRVIDEO

Das Erklärvideo lässt sich einfach auf der Praxis-Homepage einbinden, um hier in wenigen Schritten die SOLO-Prophylaxe zu erklären.



PAK

PAK ist ein Tool zur Patientenaufklärung am Behandlungsstuhl und führt Patienten Step by Step an das SOLO-Konzept und die SOLO-Prophylaxe heran.



2-MINUTEN-VIDEO 2.0

Das 2-Minuten-Video 2.0 erklärt kurz und prägnant, welche Bedeutung Zahnfleischbluten hat und zeigt für Patienten die Ursache von Karies und Parodontitis auf. Das Video unterstützt Sie dabei, Patienten für die SOLO-Prophylaxe zu gewinnen.



SOLO-AKADEMIE

Die SOLO-Akademie ist eine multilinguale und interaktive E-Learning Plattform zum SOLO-Konzept. Ihre Patienten lernen schnell und bequem von zu Hause aus die Grundlagen der SOLO-Prophylaxe.



PATIENTENVORTRAG

Der Patientenvortrag dient als Unterstützung für die Zahnarztpraxis, um den Patienten das Thema SOLO-Prophylaxe näherzubringen und Hintergründe, Vorteile sowie Möglichkeiten darzustellen.



SOLO

Mit der digitalen Assistentin, in Form einer WebApp, lassen sich Termine für Patienten koordinieren, die SOLO-Prophylaxe dokumentieren und Fortschritte der Patienten verfolgen.



W www.solo-med.de
W www.solo-konzept.de
E info@solo-med.de
T +49 651 20 15 14 20

SOLO-MED GmbH • Nordallee 10 • 54292 Trier

 [solo_konzept](https://www.instagram.com/solo_konzept)  [solo-med gmbh](https://www.linkedin.com/company/solo-med-gmbh)