

SOLO Katalog



Die Zukunft der Prophylaxe ist


SOLO

www.solo-diagnostik.de | www.solo-prophylaxe.de



Jeder einzelne SOLO-STIX stellt eine Interdentalbürste der neuesten Generation dar. Der spezielle Chirurgiedraht hat eine besondere Steifigkeit - ist aber nicht starr, so dass man ihn gut vorbeugen kann, Verletzungen aber vermeidet. Diese Draht-eigenschaft macht es gleichzeitig möglich den Drahtdurchmesser dünner als üblich zu gestalten (vergleiche Bild 1 und 2). Diese dünnen Drähte sind auch der Grund warum die kleinste SOLO-STIX „WEISS“ in bisher unerreicht enge Zwischenräume passt.

Jeder Draht unserer 12 SOLO-STIX ist kunststoffummantelt, so dass auch Implantate, ohne sie zu zerkratzen, gereinigt werden können.



Schematische Darstellung der Arbeitsweise eines SOLO-STIX im Vergleich zu einer herkömmlichen Interdentalbürste



Schematische Darstellung einer handelsüblichen Interdentalraumbürste

Die Länge der Borsten ist so gewählt, dass nicht nur eine den gesamten Zwischenraum ausfüllende Bürste entsteht sondern auch der für die Reinigung unbedingt nötige Federeffekt gewährleistet wird (vergleiche Bild 3 und 4). Nur so ist eine optimale Reinigung eines Zwischenraumes möglich. Die Borsten sind besonders dünn, aber mehrlagig, so dass eine effektive, sanfte und schonende Reinigung möglich ist (vergleiche Bild 5 und 6).

Aus SOLO-Praxen erreichte uns der Hinweis, dass einige Patienten kleine SOLO-STIX-Größen auch für den Backenzahnbereich brauchen. Für die komplette Reinigung dieser Zwischenräume sind die bisherigen Bürsten aber zu kurz.

SOLO-MED hat dies zum Anlass genommen, neue längere SOLO-STIX XL zu entwickeln, die zur einfachen Unterscheidung blaue Borsten bekommen haben. Im Gegenzug haben wir, um die Stabilität der bisherigen weißen und roten SOLO-STIX zu erhöhen, hier die Bürsten etwas verkürzt.



In 6 Größen/Farben erhältlich

SOLO-STIX und SOLO-STIX XL werden weit strengeren Qualitätskontrollen unterzogen als die Interdentalbürstennorm (DIN ISO 16 409) vorschreibt. Anstatt jede Größe mit einem Lochdurchmesser von + 0,2 mm zu testen werden unsere Tests nur mit einem Lochdurchmesser von + 0,1 mm durchgeführt. Dabei erreichen die Borsten eine Haltbarkeit von anstatt 80 Bewegungen von mindestens dem 4fachen (320 Bewegungen). Bei der Bruchfestigkeit des Drahtes werden 20 Bewegungen gefordert, wir brechen die Tests nach über 1000 Bewegungen ab - ohne dass der Draht gebrochen wäre. Die Auszugskraft der Bürste aus dem Griff wird normalerweise mit 15 Newton gemessen - wir prüfen mit dem doppelten Wert (30 N), was dem Gewicht von 3 Milchtüten entspricht.

Alle Tests werden stündlich mehrmals wiederholt aber es bleiben Stichproben, da es zerstörende Prüfungen sind. Eine Chargennummer auf dem Blister der SOLO-STIX und SOLO-STIX XL ordnet sie den Tests zu.

	DIN 16409	SOLO-MED
Prüfdurchmesser	+ 0,2 mm	nur + 0,1 mm
Haltbarkeit der Borsten	80 Bewegungen	über 320
Drahtbruchtest	20 Bewegungen	über 1000
Auszugskraft der Bürste	15 Newton	30 Newton

SOLO-STIX und SOLO-STIX XL





1 BOB-Sonde



2 BOB-Sonden-STIX



3 BlueBee-Sonden-Kopf

4 SOLO-STIX



In 12 Größen/Farben erhältlich



5 SOLO-STIX XL



In 6 Größen/Farben erhältlich



6 PROFI-STIX
In 12 Größen/Farben erhältlich



7 BUTLER



BOB-Sonde (siehe 1)



PROFI-STIX (siehe 6)



BlueBee-Sonden-Kopf (siehe 3)



8

Kunststoffhalter
In 2 Farben erhältlich



Nur ein gerundeter Kopf mit gerade geschnittenen Borsten ergibt beste Putzergebnisse

9



reddot design award winner

SWING

Die moderne Einbüschelbürste aus einem 2-Komponenten-Material für den besseren Halt. In 6 Farben erhältlich



langer Hals mit ergonomischem Schwung zum leichteren Erreichen auch der Zahnhäse der hintersten Zähne

Griff mit fingerge-rechter Rundung

rundes gummiertes Ende zum leisen Abstellen der SWING

SWING

Die SOLO und die im Kopf identische SWING sind die ideale Bürste zur gezielten Entfernung der Bakterien an den vorderen und hinteren Flächen der Zähne, die keiner Selbstreinigung unterliegen. Sie schaffen fühlbare Sauberkeit ohne Putzdefekte.

VE: 1 Stück



10

FOX 10
mit gewohnt nachgebenden Borsten
In 6 Farben erhältlich



11

FOX 15
In 6 Farben erhältlich



FOX 15

11 FOX 15

Eine FOX 15 ist nur zu empfehlen, wenn der Gebrauch der SWING zu Anfang noch nicht so gut klappt wie gewünscht (z.B. bei Kindern oder Jugendlichen). Mit dem härteren Borstendurchmesser hat man die Sicherheit, dass die krankmachenden Bakterien an den Zahnhälsen entfernt werden. Dabei ist die FOX 15 viel weicher und schonender als die meisten auf dem Markt befindlichen Zahnbürsten. Ziel muss aber sein, die SOLO-Technik zu erlernen, um auf die FOX 10 zu wechseln, weil auf Dauer Putzdefekte drohen. VE: 1 Stück

1 BOB-Sonde

Einzusetzen in der 01, um dem Patienten auf anschauliche Weise Gingivitis zu demonstrieren. So wird der Patient für die SOLO-Prophylaxe motiviert. Nicht zur Reinigung/The-rapie geeignet!

VE: Box á 40 Stück

2 BOB-Sonden-STIX

Siehe BOB-Sonden-STIX.
VE: Blister á 20 Stück

3 BlueBee-Sonden-Kopf

Sonde zur Vermessung der Zahnzwischenräume, sterilisierbar.
VE: 1 Stück

4 SOLO-STIX

Zur effektiven Reinigung der Zahnzwischenräume: SOLO-STIX sind die einzigen auf dem Markt befindlichen Produkte deren Bürsten in den Größen effektiv überlappen. So wird der zur Reinigung benötigte Federeffekt in jedem denkbaren Zwischenraum erreicht.

VE: Blister á 7 Stück oder Blister á 20 Stück

5 SOLO-STIX XL

Längere SOLO-STIX mit blauen Borsten, um auch im Backenzahnbereich mit kleinen Größen den Zahnzwischenraum optimal zu reinigen.

VE: Blister á 7 Stück oder Blister á 20 Stück

6 PROFI-STIX

PROFI-STIX vereinfachen die professionelle Reinigung am Patienten erheblich. Im Gegensatz zur häuslichen Anwendung ist der lange Griff in der Zahnarztpraxis von Vorteil, um beim Patienten besonders einfach die hinteren Zwischenräume zu reinigen. Die auswechselbaren Aufsätze entsprechen in Größe und Farbkodierung exakt denen der SOLO-STIX.

VE: Beutel á 7 Stück oder Blister á 20 Stück

7 BUTLER

Edelsthalter für PROFI-STIX, BOB-Sonden und BlueBee-Sonden-Kopf. Sterilisierbar.

VE: 1 Stück

8 Kunststoffhalter

Griffe für PROFI-STIX, BOB-Sonden und BlueBee-Sonden-Kopf.

VE: 1 Stück oder Beutel á 6 Stück

9 SWING

Die SWING ist die ideale Bürste zur gezielten Entfernung der Bakterien an den vorderen und hinteren Flächen der Zähne, die keiner Selbstreinigung unterliegen. Sie schafft fühlbare Sauberkeit ohne Putzdefekte.

VE: 1 Stück

10 FOX 10

Die Borsten müssen nachgeben, nicht der Griff. Die Wohl-fühl-Zahnbürste FOX 10 kann aufgrund ihrer extrem feinen Borsten von 0,10 mm keinerlei Putzdefekte verursachen. Sie wurde entwickelt, damit niemand auf den gewohnt frischen Geschmack einer Zahncreme verzichten muss. Für die Erhaltung der Zahngesundheit ist sie nicht geeignet!

VE: 1 Stück



12 SOLO
In 2 Farben erhältlich



13 STUPS
designed for Kids
In 3 Farben erhältlich



14 LIP-STIX



15 SOHO
mit Qualitätssaugnapf



19 JAMES 3



20 JAMES 4



21 Versiegelungspinsel / -halter



16 KULT
In 3 Farben erhältlich




17 Kappen für SOLO-STIX
In 3 Farben erhältlich



18 UP
In 12 Farben erhältlich



22 Microsnapbeutel



23 Patientenpass und Praxiskarte

12 SOLO

Siehe SWING.
VE: 1 Stück

13 STUPS designed for Kids

- 0,15 mm Borsten
 - kurzer Kopf
 - kindgerechter Griff
 - geschwungener Hals
 - zwei fröhliche Farbkombinationen
- VE: 1 Stück

14 LIP-STIX

Der clevere Zahnradierer für Zuhause und unterwegs:
Mit LIP-STIX werden Verfärbungen einfach wegradiert
ohne dass die Zähne darunter leiden.
VE: 1 Stück

15 SOHO mit Qualitätssaugnapf

Praktische Aufbewahrung für eine SWING, SOLO oder FOX
aus pflegeleichtem Kunststoff. Durch den Saugnapf kann
SOHO an allen glatten Flächen einfach befestigt werden.
VE: 1 Stück

16 KULT

Handliche Klappbox aus stabilem Kunststoff, die zur hygi-
enischen Aufbewahrung und dem sicheren Transport von
bis zu vier SOLO-STIX geeignet ist.
VE: 1 Stück

17 Kappen für SOLO-STIX

Passend für die SOLO-STIX gibt es verschiedenfarbige
Kappen. Zum einen können damit die Bürsten geschützt
werden, zum anderen dienen sie gleichzeitig der Kenn-
zeichnung, wenn mehrere Familienmitglieder die gleichen
Größen benutzen.
VE: Beutel á 4 Stück

18 UP

Zusammensteckbarer Halter für SWING/FOX und SOLO-
STIX. Die UP's für SWING und FOX sind transparent, die
UP's für die SOLO-STIX gibt es in den 12 Farben der SOLO-
STIX.
VE: Karton á 10 Stück

19 JAMES 3

Eleganter Halter aus rostfreiem Edelstahl für SWING, SOLO
oder FOX und bis zu 3 SOLO-STIX.
VE: 1 Stück

20 JAMES 4

Eleganter Halter aus rostfreiem Edelstahl für SWING, SOLO
oder FOX und bis zu 4 SOLO-STIX.
VE: 1 Stück

21 Versiegelungspinsel / -halter

Voraussetzung für haltbare Versiegelungen sind die richtige
Technik und professionelle Produkte. Mit professionellen
Pinseln gelangen Versiegelungen, die ein Leben lang vor
Fissurenkaries schützen. Mit diesen Pinseln kann jedes
Versiegelungsmaterial absolut blasenfrei im Überschuss
aufgetragen werden. Anschließend kann mit ihnen das
Versiegelungsmaterial gezielt und genau dosiert wieder
soweit entfernt werden, bis die geeignete Menge in der Fis-
surentiefe verbleibt.
Versiegelungspinsel VE: Beutel á 100 Stück
Pinselhalter VE: Beutel á 4 Stück

22 Microsnapbeutel

Wiederverschließbar. Zur Aufbewahrung der Patienten-
STIX. Größe: 60 x 80 mm.
VE: Beutel á 50 Stück

23 Patientenpass und Praxiskarte

Der Patientenpass ist eine wichtige Orientierungshilfe für
den Patienten. In ihm werden die ermittelten, passenden
SOLO-STIX-Größen farblich markiert eingetragen. Auf einen
Blick erkennt der Patient, welcher SOLO-STIX zu welchem
Zwischenraum passt. Spiegelverkehrt dazu wird die Praxis-
karte ausgefüllt. Sie verbleibt in der Praxis, um für weitere
Prophylaxe-Termine den Überblick zu behalten, an wel-
chen Stellen der Patient welche SOLO-STIX benutzt.
Patientenpass VE: 1 Block á 50 Blatt
Praxiskarte VE: 1 Block á 50 Blatt




24 Stifte-Box



25 BOB-Stempel



30 SOLO-Sofort-Shop



32 Wartezimmer-Plakat „Parodontitis - Die 4 Stadien des Zahnverlustes“



33 Wartezimmer-Plakat „Gib Plaque keine Chance“



26 Demomodell Zahnzwischenraum

27 Vortrag-CD / Tutorial-CD



28 Patientenvortrag für Tablet-PCs



29 2-Minuten Video



31 SOLA – Ihre digitale SOLO-Assistentin



34 Roll-Up



35 Schmutzfangmatte



36 Patientenbuch



37 Fachbuch für SOLO-Prophylaxe

24 Stifte-Box
Enthält 12 farbige Filzstifte passend zu den farbcodierten SOLO-STIX (WEISS = hellgrau); sie erleichtern das Eintragen in Patientenpass und Praxiskarte.
VE: 1 Box à 12 Stifte

25 BOB-Stempel
BOB ist die Abkürzung von „bleeding-on-brushing“, frei übersetzt „hat beim Bürsten geblutet“. In den BOB-Stempel werden alle Befunde aus der Reinigungsphase einer Zahnreinigung eingetragen. Der ausgefüllte Stempel ist Voraussetzung für die Durchführung einer sinnvollen Prophylaxe.
VE: 1 Stück

26 Demomodell Zahnzwischenraum
Um dem Patienten die von außen unsichtbaren Zahnzwischenräume vorzuführen, empfehlen wir unser Demo-Modell aus Glas. Dieses Modell veranschaulicht die bauchige Form der Zahnzwischenräume, die von den gewölbten Zähnen und dem geschwungenen Zahnfleisch (Col) gebildet wird. Ein Set drei verschiedener Bürsten unterschiedlicher Durchmesser demonstriert, dass nur die richtige Bürstengröße den zur Reinigung benötigten Federeffekt gewährleistet.
VE: 1

27 Vortrag-CD / Tutorial-CD
Vortrag-CD: „SOLO-Prophylaxe – Einfach gesunde Zähne“ Präsentationsmöglichkeit der SOLO-Prophylaxe für Patienten. Mit Auswahlmenü um den Vortrag individueller halten zu können, mit der Möglichkeit eigene Start- und Schlussfolien zu laden, mit bewegten Animationen der SOLO und der SOLO-STIX.
Tutorial-CD: Zum Üben des Patientenvortrages
VE: 1 Stück

28 Patientenvortrag für Tablet-PCs
Infos unter 0651 / 20 15 14 20.

29 2-Minuten Video
Das Video erklärt für den Patienten verständlich die Bedeutung von Zahnfleischbluten sowie die Ursache von Karies und Parodontitis und ist ein gutes Hilfsmittel, um den Patienten für weitere Aufklärung rund um die SOLO-Prophylaxe zu gewinnen. Eine Vorschau des Videos finden Sie auf www.solo-med.de.

30 SOLO-Sofort-Shop
Wenn Sie das steuerliche Risiko eines Prophylaxeshops nicht eingehen wollen, bieten wir Ihren Patienten einen Shop im Internet, der ab EUR 10,- portofrei ist. Die Umsätze werden Ihnen zugeordnet. Nähere Infos unter Tel.: 0651 / 20 15 14 20.

31 SOLA – Ihre digitale SOLO-Assistentin
Webbasierte Application in der man einfach und übersichtlich SOLO-Sitzungen dokumentieren kann. Weitere Funktionen: u.a. Datenaustausch mit Ihrem Praxisprogramm, Versenden eines elektronischen Patientenpasses a. d. Patienten. Weitere Informationen finden Sie unter www.solo-app.de.

32 Wartezimmer-Plakat „Parodontitis - Die 4 Stadien des Zahnverlustes“ (30 x 40 cm)
VE: 1 Stück

33 Wartezimmer-Plakat „Gib Plaque keine Chance“
zum Bestellen und 5 weitere Varianten der Serie „Gib?...?keine Chance“ zum Download auf unserer Internetseite.
VE: 1 Stück

34 Roll-Up
SOLO-Prophylaxe Werbetransparent in einer handlichen Transporttasche. Das Roll-Up mit einem Werbemaß von ca. 2,20 m x 0,80 m wird für Vorträge und Veranstaltungen auf Leihbasis kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir bieten den Roll-Up bei Interesse zum Verkauf oder Verleih an. Die Umsätze werden Ihnen zugeordnet. Nähere Infos unter Tel.: 0651 / 20 15 14 20.
VE: 1 Stück

35 Schmutzfangmatte
Hochwertiger Teppichläufer für den Eingangsbereich (1,20 m x 0,85 m). Wir bezuschussen die Schmutzfangmatte mit 60 €.
VE: 1 Stück

36 Patientenbuch
„Einfach gesunde Zähne“: Ansprechend gestaltetes Paperback-Buch, in dem für Patienten in verständlicher und übersichtlicher Weise die SOLO-Prophylaxe zum Nachlesen für zu Hause oder zum Weitergeben im Bekanntenkreis zusammengefasst wird.
VE: 1 Stück

37 Fachbuch für SOLO-Prophylaxe
„SOLO-Prophylaxe – Aufbruch in eine neue Zahnmedizin“: Fachbuch zur SOLO-Prophylaxe, in dem Ralf Petersen gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Ruth Steinbach die langjährige Erfahrung aus seiner Prophylaxepaxis übersichtlich und kompetent zusammenfasst. Auf 208 Seiten mit 185 Abbildungen werden verständlich und nachvollziehbar die besonderen Merkmale der SOLO-Prophylaxe mit hohem Praxisbezug beschrieben.
VE: 1 Stück



38 Erstaussstattungs-Set



39 Patienten-flyer



40 Patienten-produkteflyer



41 Flyeraufsteller



42 Terminzettel



43 Produktdisplay



44 Gutschein



45 Plastiktüte



46 SOLO-Prophylaxe-Logo

38 Erstaussstattungs-Set

Zusammenstellung aller Produkte zur Anwendung der SOLO-Prophylaxe bei ca. 20 Patienten.
VE: 1

39 Patientenprodukteflyer

Der Produkteflyer zeigt den Patienten, welche Produkte über die Praxis bezogen werden können.
VE: 1 Stück

40 Patientenflyer

Flyer mit Kurzinformationen zum Mitgeben für den Patienten. Auf Wunsch individualisieren wir den Flyer mit ihrem Logo. Nähere Infos unter 0651 / 20 15 14 20.
VE: 1 Stück

41 Flyeraufsteller

Prospektspender aus klarem Acryl für ca. 50 SOLO-Prophylaxe-Flyer im Format DIN-lang.
VE: 1 Stück

42 Terminzettel

Praktische Terminzettel im 50er-Block, auf denen dem Patienten die richtige SOLO-STIX-Größen markiert werden können. Auf der Rückseite ist ausreichend Platz für Ihren Praxistempel.
VE: 1 Stück

43 Produktdisplay

Stabiles Display zur Präsentation der Patientenprodukte auf der Empfangstheke, im Wartebereich oder im Prophylaxezimmer (ca. 20 x 20 cm).
VE: 1 Stück

44 Gutschein für SOLO-Prophylaxe-Sitzungen oder SOLO-Produkte

Diese kissenförmige Kartonverpackung können Patienten verwenden, die SOLO-Sitzungen oder SOLO-Produkte verschenken wollen. Für Praxen bietet sich die Möglichkeit sich bei Patienten für Weiterempfehlungen zu bedanken. Bitte telefonisch bestellen; wir liefern die Gutscheine mit der nächsten Bestellung kostenlos.
VE: 1 Stück

45 Plastiktüte

Reißfeste Tragetasche aus recyclefähigem Kunststoff (DIN A4) für den Einkauf des Patienten.
VE: 1 Stück

46 SOLO-Prophylaxe-Logo

Nutzungsmöglichkeit der Marke SOLO-Prophylaxe.

Im Folgenden erfahren Sie, mit welchen Schritten Sie zur SOLO-Praxis werden:

3 Punkte

1. Vortrag

Vortrag von Ralf Petersen in Ihrer eigenen Praxis für das gesamte Praxisteam. Für die Teilnahme am Vortrag erhalten Sie 3 Fortbildungspunkte. Preis auf Anfrage.

7 Punkte

2. Schulung

Voraussetzung für die Zertifizierung Ihrer Zahnarztpraxis ist die fachliche Schulung in der SOLO-Prophylaxe durch unseren Fortbildungspartner SOLODENT. Einen Tag lang lernen Sie und Ihr Praxisteam die SOLO-Prophylaxe praktisch umzusetzen. Für die Schulung erhalten Sie 7 Fortbildungspunkte.

Inhalt: Tagesseminar zur fachlichen Umsetzung des SOLO-Konzeptes
Zielgruppe: Ihr gesamtes Praxisteam
Ort: In Ihrer Praxis
Schulungen für neue einzelne Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sind samstags in Trier möglich. Preise auf Anfrage.

5 Punkte

3. Zertifizierung

Mit erfolgreicher Zertifizierung dürfen Sie sich offiziell SOLO-Prophylaxe-Praxis nennen und erhalten ein entsprechendes Zertifikat.

Die Zertifizierung bietet Ihnen viele Vorteile, z.B.:

- Neupatientengewinnung durch Erscheinen im Praxisfinder auf unseren Internetseiten
- Mediale Unterstützung in der Patientenkommunikation
- Bessere Einkaufskonditionen
- Unsere Kundenberater stehen Ihnen bei Fragen gern zur Seite
- Aufnahme in die SOLISTEN-Community

Das Infoblatt Schlüsselfaktoren bietet Ihnen einen Überblick über die Kriterien für eine erfolgreiche Zertifizierung. Für die Zertifizierung erhalten Sie 5 Fortbildungspunkte.

Inhalt: Beantwortung eines Fragenkatalogs zur SOLO-Prophylaxe, Erhebung des BOB beim Teilnehmer, Überprüfung der Schlüsselfaktoren inklusive Erfahrungsaustausch
Zielgruppe: Alle aus Ihrem Praxisteam, die fachlich die SOLO-Prophylaxe umsetzen, mind. jedoch 1 Zahnärztin/Zahnarzt & 1 Prophylaxe-Mitarbeiterin/Mitarbeiter
Ort: SOLO-Prophylaxe Schulungszentrum in Trier und Leipzig, nach Absprache in Ihrer Praxis möglich

Kosten für Schulung und Zertifizierung: Wir berechnen Ihnen direkt nach der Schulung pauschal 3000€* für eine/n Zahnärztin/Zahnarzt und 4 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Trier und Leipzig. Jede/r weitere Mitarbeiterin/Mitarbeiter kostet 200€*. Bei einer Zertifizierung in Ihrer Praxis fallen zusätzlich Reisekosten und eine Tagespauschale nach Aufwand an.

5 Punkte

4. Auditierung

Durch regelmäßige Auditierungen möchten wir für die Patienten gewährleisten, dass „wo SOLO-Prophylaxe draufsteht, auch SOLO-Prophylaxe drin ist“. Des Weiteren ist die Auditierung eine gute Möglichkeit Fragen vor Ort für Sie zu klären. Das Infoblatt Schlüsselfaktoren bietet Ihnen einen Überblick über die Kriterien für eine erfolgreiche Auditierung.

Inhalt: Überprüfung der Schlüsselfaktoren und weitere Unterstützung durch fachlichen Austausch
Zielgruppe: Alle aus Ihrem Praxisteam, die fachlich die SOLO-Prophylaxe umsetzen, mind. jedoch 1 Zahnärztin/ Zahnarzt & 1 Prophylaxe-Mitarbeiterin/Mitarbeiter
Ort: In Ihrer Praxis
Kosten: Die Kosten werden umsatzabhängig berechnet und variieren von 0€ bis 450€*

Weitere Informationen finden Sie unter: www.solo-diagnostik.de

Haben Sie Fragen oder möchten Sie einen Termin vereinbaren? Rufen Sie uns an!

*Alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



Bestellen Sie rund um die Uhr
online unter:

 www.solo-med.de

SOLO-MED GmbH

Nordallee 10

D-54292 Trier

 +49 (0) 651 20 15 14 20

 info@solo-med.de

 www.solo-med.de

SOLOMED

Einfach gesunde Zähne